

Anti-Pten Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P60484

Artikelnummer: CM0004427



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches PTEN (Phosphatase und Tensin-Homolog) für WB, IHC-P, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf die C-terminale Region (Aa304-403). Ideal für Krebs- und Zellsignalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTEN Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliae	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5728
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 304-403 von menschlichem PTEN (P60484)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60484
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel