

Anti-Pten Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Western Blot - P60484

Artikelnummer: CM0005445

Einführung

KO-validierter Kaninchen-anti-PTEN-monoklonaler Antikörper für Western Blot, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Zielt auf humanes PTEN (P60484) ab mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die onkologische und neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] PTEN Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEP1, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, PTENgamma
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5728
Gen-ID	5728
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 304-403 von humanem PTEN entspricht (P60484)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60484
Proteingewicht	20 kDa/47 kDa/65 kDa
Versand	Eisbeutel