

Anti-Pten-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60484

Artikelnummer: CM0014344



Einführung

PTEN-Kaninchen-Polyklonalantikörper (P60484), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Richtet sich gegen den Tumorsuppressor PTEN, eine Dual-Spezifitäts-Phosphatase, die den PI3K/AKT-Signalweg reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTEN-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Zielspezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5728
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-200 des humanen PTEN entspricht (NP_000305.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60484
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku