

Anti-Ptgds Poliklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P41222

Artikelnummer: CM0021596



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes PTGDS (Prostaglandin-D-Synthase vom Lipocalin-Typ). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Prostaglandin-Metabolismus und ZNS.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTGDS Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	PDS; PGD2; PGDS; LPGDS; PGDS2; L-PGDS; PTGDS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5730
GenID	5730
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-190 von humanem PTGDS (NP_000945.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41222
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel