

Anti-Ptges2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H7Z7

Artikelnummer: CM0028306

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PTGES2 (mPGES-2) gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Forschung zu Prostaglandin-Stoffwechsel und Krebsbiomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTGES2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GBF1; GBF-1; PGES2; C9orf15; mPGES-2; PTGES2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80142
Gen-ID	80142
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 88-377 von menschlichem PTGES2 (NP_079348.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H7Z7
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel