

Anti-Ptgfr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P43088

Artikelnummer: CM0015074



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PTGFR (Prostaglandin F2-alpha-Rezeptor) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die GPCR-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PTGFR Kaninchen pAb
Bemerkungen / Alias	FP; PTGFR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5737
GenID	5737
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P43088
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel