

Anti-Ptgr3/Zadh2 Polykonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q0

Artikelnummer: CM0020967



Einführung

Hochleistungs-Polykonaler Kaninchenantikörper gegen PTGR3/ZADH2, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. 40 kDa. Geeignet für die Forschung zu Prostaglandinreduktase und Adipozyten differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTGR3/ZADH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PRG-3; ZADH2; PTGR-3; PTGR3/ZADH2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	284273
GenID	284273
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz zwischen den Aminosäuren 33-371 von humanem PTGR3/ZADH2 (NP_787103.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N4Q0
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eispackung