


Anti-Pthlh Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12272

Artikelnummer: CM0029100



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PTHLH. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Knochenentwicklung, Kalziumtransport und Krebszellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTHLH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HHM, PLP, BDE2, PTHR, PTHRP, PTHLH
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5744
Gen-ID	5744
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-175 von humanem PTHLH (NP_945316.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12272
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel