


Anti-Pthlh Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - P12272

Artikelnummer: CM0021257



Einführung

Polyclonales Kaninchen-Antikörper gegen humanes PTHLH, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von parathyroidhormon-verwandtem Protein in der Entwicklungs- und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTHLH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HHM; PLP; BDE2; PTHR; PTHRP; PTHLH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5744
Gen-ID	5744
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-175 des menschlichen PTHLH (NP_945315.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12272
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel