


Anti-Ptk2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14289

Artikelnummer: CM0020322



Einführung

Erkunden Sie den PTK2B (FAK2/PYK2) Kaninchen-polyklonalen Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Für die Forschung an Fokale-Adhäsions-Kinase-Signalgebung, Immunzellmigration und Knochenumbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTK2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; PTK2B
Spezies	Human
GeneID	2185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 780-1009 von humanem PTK2B (NP_004094.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14289
Proteingewicht	116kDa
Versand	Eistasche