

Anti-Ptk6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13882

Artikelnummer: CM0030340



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PTK6 (BRK). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Epithelbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTK6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRK; PTK6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5753
Gen-ID	5753
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 222-451 von humanem PTK6 (NP_005966.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13882
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel