


Anti-Ptk7 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13308

Artikelnummer: CM0030150



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper, das auf humanes PTK7/CCK4 abzielt, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Wnt-Signalwegen und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PTK7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCK4; CCK-4; PTK7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5754
GenID	5754
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 811–1070 des humanen PTK7 (NP_002812.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13308
Proteinmasse	118 kDa
Versand	Eisbeutel