


Anti-Ptp1B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P18031

Artikelnummer: CM0007166



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes PTP1B, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung an Tyrosinphosphatase-Signalwegen und ER-Stress-Wegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTP1B Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PTP1B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5770
GenID	5770
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 281-435 von humanem PTP1B (NP_002818.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P18031
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel