

Anti-Ptp4A2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12974

Artikelnummer: CM0013878



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PTP4A2 (PRL-2), eine Tyrosinphosphatase, die an Tumorprogression und Zellzyklus beteiligt ist. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTP4A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HH13; OV-1; PRL2; HH7-2; PRL-2; PTP4A; HU-PP-1; PTPCAAX2; ptp-IV1a; ptp-IV1b; PTP4A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8073
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-100 von humanem PTP4A2 (NP_536316.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12974
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel