

Anti-Ptp4A3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75365

Artikelnummer: CM0022633



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PTP4A3 (PRL-3), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zu Krebsmetastasierung, Zellproliferation und kardialer Hypertrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTP4A3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	PRL3; PRL-3; PRL-R; PTP4A3
Spezies	Mensch
GenID	11156
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-148 von humanem PTP4A3 (NP_009010.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75365
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eispackung