


Anti-Ptpip51/Rmdn3 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Tc7

Artikelnummer: CM0027730



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen PTP51/RMDN3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Nützlich für die Untersuchung von Calciumhomöostase, Apoptose und Mitochondrienfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPIP51/RMDN3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
Art	Mensch
Gen-ID	55177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 171-470 des menschlichen PTPIP51/RMDN3 (NP_060615.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96TC7
Proteinmasse	52kDa
Versand	Eisbeutel