


Anti-Ptpn1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P18031

Artikelnummer: CM0023718



Einführung

Validierter Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen PTPN1 (PTP1B). Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human und Ratte. Erkennt ein 50kDa-Protein. Ideal für die Untersuchung von Tyrosinphosphatase-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-Validierter] PTPN1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PTP1B; N1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5770
GeneID	5770
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 281-435 von humanem PTPN1 (NP_002818.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P18031
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel