


Anti-Ptpn13 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q12923

Artikelnummer: CM0016272



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PTPN13 (FAP-1/PTPL1), eine Tyrosinphosphatase, die an Apoptose und PI3K-Signalgebung beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPN13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PNP1; FAP-1; PTP1E; PTPL1; PTPLE; PTP-BL; hPTP1E; PTP-BAS; PTPN13
Spezies	Human
GeneID (Human)	5783
GeneID	5783
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 250-500 von humanem PTPN13 (NP_542416.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12923
Protein-Gewicht	277kDa
Versand	Eistasche