


## Anti-Ptpn2 Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, If/Icc, Elisa - P17706

Artikelnummer: CM0022048



### Einführung

KO-validierter, kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PTPN2 (TCPTP), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Beteiligt an T-Zell-Signalgebung, Zytokin-Regulation und Glukosehomöostase.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO Validated] PTPN2 Rabbit pAb                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; N2                                                                                   |
| Spezies           | Human                                                                                                                     |
| GeneID (Human)    | 5771                                                                                                                      |
| GeneID            | 5771                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-353 von humanem PTPN2 enthält (NP_536348.1) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | P17706                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 48kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |