


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Ptpn2-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17706

Artikelnummer: CM0019101



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PTPN2 (TCPTP), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Richtet sich gegen eine zentrale Phosphatase in Signalwegen der Immunantwort und Krebsentstehung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPN2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; PTPN2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5771
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-353 des humanen PTPN2 (NP_536348.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17706
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel