


Anti-Ptpn23 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-Phc, Elisa - Q9H3S7

Artikelnummer: CM0030278



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PTPN23 (HD-PTP) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu endosomalem Sorting und Ciliogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPN23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HDPTP; HD-PTP; NEDBASS; PTP-TD14; PTPN23
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25930
GenID	25930
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H3S7
Proteingewicht	179kDa
Versand	Eisbeutel