


Anti-Ptpn3-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P26045

Artikelnummer: CM0026666



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PTPN3 (PTPH1), validiert für Western Blot und ELISA. Detektiert endogenes PTPN3 in menschlichen, murinen und rattengeweblichen Proben. Geeignet für die Untersuchung der Dynamik von Membran-Zytoskelett-Verbindungen und der Phosphataseaktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPN3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PTPH1; PTP-H1; PTPN3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5774
GenID	5774
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26045
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel