


Anti-Ptpn4 (Ptpmeg) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P29074

Artikelnummer: CM0028618



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes PTPN4 (PTPMEG) gerichtet ist und für WB und ELISA geeignet ist. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Phosphatase-Signalwegen, Immunität und neuronaler Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPN4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEG; PTPMEG; PTPMEG1; PTPN4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5775
GenID	5775
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von humanem PTPN4 (NP_002821.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29074
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel