


Anti-Ptprb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23467

Artikelnummer: CM0028579



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PTPRB (VE-PTP), validiert für WB und ELISA. Wichtiger Regulator der Blutgefäßumbildung und Angiogenese; ideal für die Erforschung der Endothelzellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPRB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PTPB; HPTPB; VEPTP; HPTP-BETA; R-PTP-BETA; PTPRB
Spezies	Human
GeneID (Human)	5787
GeneID	5787
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1173-1260 von humanem PTPRB (NP_002828.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P23467
Proteingewicht	224kDa
Versand	Eisbeutel