


Anti-Ptpd Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23468

Artikelnummer: CM0016433



Einführung

PTPRD polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung zur synaptischen Differenzierung und Rezeptor-Tyrosin-Phosphatase-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPRD polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
Spezies	Human
GeneID (Human)	5789
GeneID	5789
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1100-1265 des humanen PTPRD (NP_002830.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23468
Proteingewicht	215 kDa
Versand	Eisbeutel