


Anti-Ptpd Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P23468

Artikelnummer: CM0028949



Einführung

PTPRD Kaninchen pAb validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliche und murine Rezeptor-Tyrosinproteinphosphatase Delta, ein zentraler Regulator der neuronalen synaptischen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPRD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5789
GenID	5789
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 475-574 des menschlichen PTPRD (NP_002830.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P23468
Proteingewicht	215kDa
Versand	Eispackung