


Anti-Ptprf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10586

Artikelnummer: CM0028452



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes PTPRF (LAR), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Das Zielprotein ist ein 213 kDa großer Zelladhäsionsrezeptor mit Proteintyrosinphosphatase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPRF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LAR; BNAH2; PTPRF
Spezies	Human
GeneID (Human)	5792
GeneID	5792
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1016-1250 von humanem PTPRF (NP_002831.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P10586
Proteingewicht	213kDa
Versand	Eistasche