


Anti-Ptprn2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92932

Artikelnummer: CM0014462



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes PTPRN2 (IA-2beta, phogrin), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Sekretions- und Diabetesforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPRN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IAR; ICAAR; PTPRP; IA-2beta; R-PTP-N2; PTPRN2
Spezies	Mensch
GenID	5799
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-242 von humanem PTPRN2 (NP_570858.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92932
Proteingewicht	111kDa
Versand	Eisbeutel