


Anti-Ptprr Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15256

Artikelnummer: CM0002821



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PTPRR (Rezeptor-Tyrosinproteinphosphatase R), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des MAPK-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPRR Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5801
Gen-ID	5801
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PTPRR (Q15256) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q15256
Proteinmasse	74 kDa
Versand	Eisbeutel