

Anti-Ptpu Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92729

Artikelnummer: CM0031004



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PTPRU (Rezeptor-Tyrosinproteinphosphatase U). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Zelladhäsion, Proliferation und epithelialer Integrität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPRU Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FMI; PTP; PCP-2; PTP-J; PTPRO; PTPU2; PTP-PI; PTP-RO; PTSPSI; hPTP-J; R-PTP-U; R-PTP-PSI; PTPRU
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10076
GeneID	10076
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PTPRU (NP_005695.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q92729
Proteinmasse	162 kDa
Versand	Eisbeutel