


Anti-Ptrf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Nzi2

Artikelnummer: CM0019007



Einführung

PTRF (Cavin-1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu Höhlengenese (Caveolae-Bildung), Adipozytenbiologie und Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTRF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGL4, PTRF, CAVIN, FKSG13, cavin-1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	284119
Gen-ID	284119
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-280 von menschlichem PTRF (NP_036364.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6NZI2
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel