

Anti-Ptrh1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Y79

Artikelnummer: CM0016199

Einführung

PTRH1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes humanes PTRH1-Protein hergestellt wurde und für WB und ELISA geeignet ist. Ziel ist die Peptidyl-tRNA-Hydrolase, die an der ribosomenassoziierten Qualitätskontrolle beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTRH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PTH1; C9orf115; PTRH1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	138428
GeneID	138428
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-214 von humanem PTRH1 (NP_001002913.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86Y79
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eistasche