

Anti-Ptrh2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3E5

Artikelnummer: CM0028239



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen PTRH2 (BIT1/PTH2) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt PTRH2 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Apoptose- und Mitochondrienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTRH2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	PTH; BIT1; PTH2; PTH 2; CFAP37; IMNEPD; CGI-147; PTRH2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51651
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 40-179 des menschlichen PTRH2 (NP_057161.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3E5
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel