

Anti-Pts (6-Pyruvoyl-Tetrahydrobiopterin-Synthase) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03393

Artikelnummer: CM0028868



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes PTS (6-Pyruvoyl-Tetrahydrobiopterin-Synthase), geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für Forschung zu BH4-Biosynthese und Phenylketonurie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTS Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PTPS; PTS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5805
Gen-ID	5805
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03393
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel