


Anti-Ptx3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P26022

Artikelnummer: CM0015684



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der humanes PTX3 (TSG-14/TNFAIP5) erkennt, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur angeborenen Immunität, Entzündung und Pentraxin-bezogenen Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTX3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TSG-14; TNFAIP5; PTX3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	5806
Gen-ID	5806
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-381 von humanem PTX3 (NP_002843.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26022
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche