


## Anti-Pu.1/Spi1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P, Fc, Elisa - P17947

Artikelnummer: CM0007005



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler PU.1/SPI1-Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie, Durchflusszytometrie und ELISA. Ziel ist der humane PU.1-Transkriptionsfaktor (31 kDa, SWISS: P17947) für die hämatopoetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PU.1/SPI1 Kaninchen mAb                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; PU.1/SPI1                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                 |
| Gen-ID (Human)    | 6688                                                                                                                   |
| Gen-ID            | 6688                                                                                                                   |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PU.1/SPI1 (NP_003111.2) entspricht |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                 |
| SWISS             | P17947                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 31kDa                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                              |