


Anti-Puf60 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Uhx1

Artikelnummer: CM0030752



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PUF60, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA mit Kreuzreaktivität in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Transkriptions- und Spleißforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PUF60 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FIR; VRJS; RoBP1; SIAHBP1; PUF60
Spezies	Human
GeneID	22827 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 243-542 von humanem PUF60 (NP_055096.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHX1
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel