

Anti-Pumilio 1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Artikelnummer: CM0003430



Einführung

CamelBio bietet den Anti-Pumilio 1 Kaninchen-monoklonalen Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem und murinem Pumilio 1 (Q14671). Ideal für die Erforschung von RNA-bindenden Proteinen. Versand auf Eis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pumilio 1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
Art	Mensch
Gen-ID	9698
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 104-203 des menschlichen Pumilio 1 (Q14671) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14671
Proteinmasse	126 kDa
Versand	Eisbeutel