

Anti-Pumilio 1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Artikelnummer: CM0025661



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Pumilio 1 (PUM1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur post-transkriptionellen Regulation und RNA-bindenden Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pumilio 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9698
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von humanem Pumilio 1 (NP_055491.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14671
Proteingewicht	126kDa
Versand	Eisbeutel