

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Pumilio-1-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14671

Artikelnummer: CM0018219



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Pumilio 1 (PUM1). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA und kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Erforschung von RNA-bindenden Proteinen und der posttranskriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pumilio 1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUM1; SCA47; Pumilio 1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9698
GeneID	9698
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-130 des humanen Pumilio 1 (NP_055491.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14671
Proteingewicht	126 kDa
Versand	Eisbeutel