


Monoklonaler Anti-Pumilio 2 Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tb72

Artikelnummer: CM0003053



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Pumilio 2 (PUM2), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der RNA-Bindung, posttranskriptionellen Regulation und Stammzellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pumilio 2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PUMH2; PURL2; Pumilio 2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	23369
GenID	23369
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Pumilio 2 (Q8TB72) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TB72
Proteinmasse	114 kDa
Versand	Eisbeutel