

Anti-Purinergischer Rezeptor P2Y6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15077

Artikelnummer: CM0018972

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes P2RY6 (P2Y-Purinozeptor 6). Geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Das Zielprotein ist ein G-Protein-gekoppelter Rezeptor für UDP, UTP und ATP, der die Kalzium-Signalübertragung vermittelt. Ideal für die GPCR- und Nukleotid-Signalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Purinergischer Rezeptor P2Y6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P2Y6; Purinergischer Rezeptor P2Y6
Spezies	Human
GeneID (Human)	5031
GeneID	5031
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 200-300 des humanen P2RY6 (NP_789766.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15077
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eistasche