

Anti-Pus1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y606

Artikelnummer: CM0029340



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes PUS1, validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Pseudouridylierung, mRNA-Spleißen und mitochondrialen Erkrankungen. Kreuzreagiert mit humanem PUS1 bei 47 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PUS1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MLASA1; PUS1
Spezies	Mensch
Gen-ID	80324 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 308-427 von humanem PUS1 (NP_079491.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y606
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel