

Anti-Pus10 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q3Mit2

Artikelnummer: CM0021548



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PUS10, validiert für Western Blotting und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der tRNA-Pseudouridylierung und der Signalwege der miRNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PUS10-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DOB1; Hup10; CCDC139; PUS10
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	150962
GeneID	150962
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q3MIT2
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel