

Anti-Pus7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Pz0

Artikelnummer: CM0018937



Einführung

Anti-PUS7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, zielt auf humanes PUS7 ab mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von RNA-Pseudouridylierung und Spleiß-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PUS7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IDDABS; PUS7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54517
Gen-ID	54517
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 352-661 von humanem PUS7 (NP_061915.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96PZ0
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel