

Anti-Pvrig Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Dki7

Artikelnummer: CM0023192



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Anti-PVRIG (CD112R)-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Ideal zur Erforschung ko-inhibitorischer T-Zell-Signalwege und Immun-Checkpoint-Pfade.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PVRIG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD112R; C7orf15; PVRIG
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	79037
GeneID	79037
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 193-326 von humanem PVRIG (NP_076975.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6DKI7
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche