

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Pvrl1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q15223

Artikelnummer: CM0022530



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PVRL1 (Nectin-1/HveC/CD111), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, murinen und Rattenproteinen. Ideal für die Erforschung der Zelladhäsion und des viralen Eintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PVRL1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; Nectin-1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5818
GeneID	5818
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 450-517 des humanen PVRL1 (NP_002846.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15223
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Kühlakku