

## Anti-Pvrl1/Nectin1-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q15223

Artikelnummer: CM0007721



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Nectin-1 (PVRL1/CD111), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet zur Untersuchung der Zelladhäsion, des Eintritts von Herpesviren und der neuronalen Entwicklung. Reagiert mit humanem Material.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PVRL1/NECTIN1-Kaninchen-mAb                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; Nectin-1; PVRL1/NECTIN1                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 5818                                                                                                                         |
| GenID             | 5818                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-334 des humanen PVRL1/NECTIN1 entspricht (NP_002846.3) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | FC                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                       |
| SWISS             | Q15223                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 57 kDa/51 kDa/39 kDa                                                                                                         |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                     |