


Anti-Pvrl3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqs3

Artikelnummer: CM0029931



Einführung

Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PVRL3 (Nectin-3, CD113) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für Studien zu Zelladhäsion, Axonlenkung und Zellverbindungen. - Q9NQS3

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PVRL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPR3; PRR3; CD113; PVRL3; PVRR3; CDW113; NECTIN-3
Spezies	Human
GeneID (Human)	25945
GeneID	25945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 127-366 von humanem PVRL3 (NP_001230215.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NQS3
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eistasche