

Anti-Pvrl4-(Nectin-4)-Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Ny8

Artikelnummer: CM0019303



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PVRL4 (Nectin-4, LNIR, PRR4), validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Erforschung der Zelladhäsion und des Masernvirus. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PVRL4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; Nectin-4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 32-146 des humanen PVRL4 (NP_112178.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96NY8
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku